


MST-Schleiftechnik e.K.
 Schlossgartenstr.18
 D-55583 Bad Kreuznach OT: Ebernburg

Tel.06708-2868
mst.mueller@t-online.de
www.mst-mueller-schleiftechnik.com



MiCronBa-Abziehstein

Ein besonderes Herstellungsverfahren garantiert einen gratfreien Schliff an empfindlichen Schneiden wie z. Bsp. an Rasier- und Metzgermessern. Die Anwendung sollte nur mit dünnem Öl (feinerer Schliff) oder Wasser erfolgen. MicronBa: fein F400

A special manufacturing process guarantees a burr-free cut on sensitive cutting for example, pre-grinding of razors and fine sanding of butcher knives. The application should only be made with thin oil (finer grinding) or water. MicronBa: fine F400

Un procédé spécial de fabrication garantit une coupe sans bavure sur la réduction sensible par exemple, pré-broyage de rasoirs et ponçage des couteaux de boucher. La demande doit être faite avec de l'huile fine (plus fine de broyage) ou de l'eau. MicronBa: amende F400

Un proceso especial de fabricación garantiza un corte sin rebabas de corte sensible por ejemplo, antes de la molienda de las maquinillas de afeitar y lijado fino de cuchillos de carnicero. La aplicación sólo debe hacerse con aceite fino (más fino de molienda) o agua. MicronBa: fine F400



L x A x C mm	Korn F400	im Karton	im Holzkasten	VE/Stück
100 50 20	dto.	024/10530	024/10530K	12
150 50 20	dto.	024/10532	024/10532K	8
200 50 20	dto.	024/10534	024/10534K	6



MiCronBa ist ebenfalls in den Körnungen F600, F800, F1000, F1200, F1500 auf Anfrage lieferbar!

MiCronBa is also available in grits F600, F800, F1000, F1200, F1500 on request!

MiCronBa est également disponible en grains F600, F800, F1000, F1200, F1500 sur demande!

MiCronBa también está disponible en sémola F600, F800, F1000, F1200, F1500 a pedido!

Arkansas Polierstein schwarz

010/10124 250 x 75 x 13 mm im Holzkasten / in wooden case / en caisse en bois / en estuche de madera

Ultra feiner harter Polierstein für das entfernen noch vorhandener Spitzen nach dem Abziehen von Werkzeugen und Messern. Sehr hoher Feinheitsgrad und Korndichte bei extrem langer Standzeit. Kann Trocken und Nass angewendet werden.

Ultra fine, hard polishing stone for removing any remaining tips after removing tools and knives. Very high fineness and grain density with an extremely long service life. Can be used dry and wet.

Pierre de polissage ultra fine et dure pour enlever les pointes restantes après avoir retiré les outils et les couteaux. Très grande finesse et densité de grain avec une durée de vie extrêmement longue. Peut être utilisé sec et humide.

Piedra de pulido ultrafina y dura para quitar las puntas restantes después de quitar herramientas y cuchillos. Muy alta finura y densidad de grano con una vida útil extremadamente larga. Se puede usar seco y húmedo.



MST-Alox-Bankstein micro-fein (Keramik)

014/10113 200 x 50 x 12 mm im Holzkasten
014/10117 200 x 65 x 25 mm „ „
in wooden case / en caisse en bois / en estuche de madera



Spezielle Keramikbindung für den letzten Abzug an Rasiermesser, hochwertigen Messern, wie Damaszener Stahl. Messer aus Solinger- und nordischen Stahl, sowie Kufen von Schlittschuhen, Bobs usw.

Special ceramic binding for the last trigger on razor, high quality Knives, such as Damascus steel. Knives made of Solingen and Nordic steel, as well as skates, bobs, etc.

Fixation en céramique spéciale pour la dernière gâchette sur les rasoirs, couteaux de haute qualité tels que l'acier de Damas. Couteaux en acier solingen et nordique, ainsi que patins de patins, bobs, etc.

Cierres especiales de cerámica para el último gatillo sobre navajas, cuchillos de alta calidad como el cero de Damasco. Cuchillos hechos de Solingen y acero nórdico, así como patines de patines, bobs, etc.

MST-Natur-Wasserabziehstein-blau mit Aufreiber micro/ultra-fein

150x50x20 013/10112
200x50x20 013/10113
250x75x20 013/10115



Bei Vorschleif von Rasiermessern sollte MiCronBa F400 mit Wasser verwendet werden, Entgraten auf vorstehenden Feinabziehsteinen sehr viel schneller geht.

In pre-grinding of razors MiCronBa F400 should be used with water as the deburring on above fine whetstones is much faster.

En pré-broyage de rasoirs MiCronBa F400 doit être utilisé avec de l'eau comme l'ébavurage sur les pierres à aiguiser fines ci-dessus est beaucoup plus rapide.

En pre-molienda de las maquinillas de afeitar MiCronBa F400 debe usarse con agua como el desbarbado en las piedras de afilar fina anteriores es mucho más rápido.



Schleifstein Set 200 für Rasiermesser mit rutschfestem Unterteil

Sharpening Stone Set 200 for razors with non-slip base
Pierre à aiguiser Set 200 pour les rasoirs avec base antidérapante
Piedra de afilar 200 para máquinas de afeitar con base antideslizante

024/10605
1 MiCronBa-Bankstein 200x50 mm F600
1 MST-Alox-Bankstein 200x50 mm F1500
1 Lederriemen 200x50 mm
1 Poliercreme 30 ml



Kombi Set im Holzkasten mit Aufreiber

Combined Set in wooden box with reamer
Ensemble combiné en boîte en bois avec alésoir
Conjunto Combinado en caja de madera con fresa

024/10601
1 MST-Natur-Wasserabziehstein-blau 200x50x20 mm micro/ultra-fein
1 MiCronBa-Bankstein 200x50x20 mm F600

